



Prélèvement avec une aiguille Vacutainer®	Prélèvement avec un dispositif à ailette	Prélèvement avec un dispositif à ailette	Prélèvement avec un dispositif à ailette
			
<u>Pour une meilleure qualité d'analyse, privilégier le prélèvement à l'aiguille</u>	<u>A réserver aux prélèvements difficiles</u>		
<u>1ère position</u>			
	Tube de purge*  <u>A éliminer</u>		
<u>2ème position</u>			
			
<u>3ème position</u>			
			
<u>4ème position</u>			
			
<u>5ème position</u>			
			
AUTRES TUBES AVEC ADDITIFS : citrate pour V.S, ACD, aprotinine (ACTH) ...			
<u>Homogénéisation par 8 retournements lents pour tous types de tubes</u>			
*Le tube de purge ne doit être utilisé que dans le cas où l'on prélève un tube à hémostase avec une unité de prélèvement (épicroanienne)			