



## FICHE DE COMMANDE DE MATERIEL A PRELEVEMENT

K3-EN01-CDEMAT - Version: 07.00 - Date d'application: 27/05/2019 - Page 1 sur 1  
LABORATOIRE DE BIOLOGIE – CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES

SERVICE DEMANDEUR		DATE
SERVICE	UF	

QUANTITE DEMANDEE	DESIGNATION	Code SAPANET	QUANTITE LIVREE
	<b>BACTERIOLOGIE</b>		
	Flacon stérile bouchon <b>ROUGE</b> 40 ml (Divers prélèvements bactériologie)	MCMLFLACBU	
	Flacon bouchon <b>ROUGE</b> 150 ml (Coproculture, rech. sang /selles)	MPOTCOPRO	
	Flacon haut bouchon <b>JAUNE ( BK )</b>	MFLABK	
	Tube pour ECBU bouchon <b>KAKI</b>	TUB ECBU	
	Ecouvillon <b>stérile</b> avec milieu de transport (Bactério diverse)	ECOUVILLON AMIES	
	Ecouvillon <b>sec</b> (Examen direct sur lame )	ECOUVILLON SECS	
	Lames <b>LCD</b> (Frottis pour examen direct ) / <b>50</b>		
	Porte lames plastique (unité)	Boite Postale P	
	Flacon à Hémodulture <b>AEROBIE ( BLEU )</b>	FLAC.HEMOC.AERO	
	Flacon à Hémodulture <b>ANAEROBIE ( VIOLET )</b>	FLAC.HEMOC.ANAE	
	<b>Canule de transfert pour urines</b> (bactério et chimie)	CANULE TRANSFERT	
	<b>BIOCHIMIE URINES</b>		
	Tube pour chimie urinaire bouchon <b>BEIGE</b>	TUB URINE CHIMIE	
	Flacon urine 2 Litres ( urines de 24h pour externes )	MFLA2L	
	<b>PRELEVEMENT SANGUIN</b>		
	Corps de pompe PRONTO ( <i>Réutilisable 100 fois environ</i> )	PCORPOMPE	
	Tube sec bouchon <b>JAUNE 7 ML</b>	PTJAUNE	
	Tube EDTA pour N.F. bouchon <b>MAUVE</b>	MAUVE SERIGRAPHIE	
	Tube Hep/Li Barricor pour biochimie bouchon <b>VERT CITRON</b>	TUBE BARRICOR	
	Tube citraté pour coag. Bouchon <b>BLEU</b>	PTBLEU9NC	
	Tube de <b>PURGE</b> ( <i>1/tube bleu prélevé avec dispositif à ailettes</i> )	PTPURGE	
	<b>DIVERS</b>		
	Sachets pour échantillons biologiques poche kangourou / <b>100</b>	Poche kangourou	
	Bandelettes urinaires URITOP 10 BIOSYNEX / <b>100</b>	URITOP 10	
	Bandelettes lecteurs de <b>glycémie</b> Xpress NOVA Biomédical / <b>2X 50</b>	BANDELETTE GLY	
	Bandelettes lecteurs de <b>cétone</b> Xpress NOVA Biomédical / <b>50</b>	BETA CETONE	
	Solutions de contrôle pour Xpress NOVA Biomédical niveaux bas et haut	CQBAS / CQHAUT	
	<b>HYGIENE</b>		
	Flacon Thiosulfate pour prélèvement d'eau	FLACEAU	
	Liquide de rinçage DNP + Thiosulfate (100ml)	DILUANT NEUTRALI	
	Gélose Countact pour prélèvement de <b>surface</b>	BGCOUNT	
	Gélose Mueller-Hinton pour prélèvement <b>d'air</b>		

**Seule la version électronique est valide.**